

Bassins hospitaliers – indispensables dans les hôpitaux et cliniques

Dans le cadre du marché unique européen et en conformité avec la Directive de l'UE, tous les produits médicaux du marché européen doivent porter la marque CE (Conformité Européenne). Saniclin est un produit médical répondant à ces critères.


Législation et labels

La Directive 93/42 CEE du Conseil du 14 juin 1993 décrit la réglementation relative aux produits médicaux mis sur le marché. Tous les États de l'UE doivent accepter, en conformité avec la Directive, les produits médicaux estampillés CE sur leurs marchés.

Marque CE

Le passeport commercial pour l'Europe, en matière de dispositif médical, est le marquage CE qui doit figurer sur le produit de façon visible. Les fabricants qui ont mis le marquage CE sur leurs produits ont travaillé des caractéristiques techniques qui respectent les exigences de la Directive. Les lettres "CE" signalent que le fabricant s'est engagé vis-à-vis de toutes les procédures d'appréciation requises pour le produit et qu'il peut commercialiser le produit sans restriction dans l'UE.

Le marquage CE ne doit pas être confondu avec une marque de qualité ou de conformité à un standard ; elle indique plutôt la conformité avec les exigences légales des Directives de l'UE.



Exigence du produit

La Directive exige que les informations relatives à la conception, la fabrication, le contrôle et l'utilisation doivent figurer dans la documentation.

Saniclin

La classification du produit reflète le risque potentiel lors de l'utilisation dudit produit. Saniclin est un produit à faible risque et appartient à la classe I.

Dans le cadre de sa documentation, Hartmann a publié une déclaration spécifiant que Saniclin se conforme aux exigences de la Directive. Les clients peuvent demander une copie de la Déclaration de Conformité.

Saniclin a été enregistré auprès de la Danish Medicines Agency (Agence médicale du Danemark).

Nos clients

Pour les clients, le marquage CE présent sur Saniclin est un gage de fonctionnement et de sécurité. Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles en anglais.

Saniclin

Bassins hospitaliers – indispensables dans les hôpitaux et cliniques

Bassins hospitaliers - Pratiques et Indispensables

Saniclin est

- pratique et facile à utiliser
- écologique
- indispensable pour l'hygiène dans un environnement clinique



Saniclin

- fait partie de la vie d'un hôpital ou d'une clinique moderne
- convient pour un usage universel, sans nettoyage onéreux ni perte de temps
- convient pour les broyeurs
- peut être éliminé facilement et réduit donc le risque d'infection

Le haricot Saniclin tient ses promesses

Résistant/imperméable pendant 24 heures minimum

- au chlorure de sodium à 0,9%
- au peroxyde d'hydrogène à 3%
- à l'eau à 80°C
- à l'acide acétique à 5%
- à la chlorhexidine à 0,2%

Résistant/imperméable pendant 8 heures minimum

- au chlorure de benzalconium à 1%
- à l'acide chlorhydrique à 0,1%

Résistant/imperméable pendant 30 minutes minimum

- à l'alcool à 30%
- au café chaud

Écologique, à usage unique, Saniclin

- fabriqué à 100% à partir de papier recyclé
- non blanchi et sans substance dangereuse
- biodégradable
- fabriqué à partir de matières naturelles écologiques en vue d'une élimination facile

Déclaration de conformité UE

Saniclin est conforme à la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux de classe I.

Expérience et technologie

- Hartmann fabrique des produits à base de fibre moulée depuis 1936.
- Hartmann utilise uniquement des installations de moulage conçues par la société Hartmann elle-même au cours du processus de fabrication.
- Les sites de production sont certifiés dans le respect des normes internationales 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement).

Innovation

La qualité et les performances de livraison sont des mots clés dans notre activité. Pro-activité, innovation et technologie de pointe, voilà de quoi améliorer nos produits et mettre en place à tout moment la meilleure solution pour vous.

Conditionnement:

- unités par carton: 300
- un haricot à usage unique pèse 22 grammes
- poids brut palette: 216.15 kg
- unités par palette: 8100 (27 cartons)
- poids net palette: 177.28 kg

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Brødrene Hartmann A/S,
R&D and Sustainability
Tél.: +45 4597 0000
e-mail: Sustainability@hartmann-packaging.com